

# 店舗・オフィスの衛生管理 除菌消臭対策のご提案



# ①高精度 非接触型AIサーマルカメラ

DS-2TD1217B-3/PA

## 特徴

### 1. 1度に最大20人まで非接触での検温が可能です

サーマルカメラは非接触温度測定をサポートしており、約 **1 m～3 m**離れた場所で正確に温度を測定する事ができます。また、**最大20人一度に検知**する事ができるため人の出入りが多いところで活躍します。

### 2. 測定時間わずか1秒

顔認識システムが自動で画面内にうつった顔の温度を測定します。顔を認識すると**わずか1秒**で認識するので検温で混雑する事がなくなります。

無料デモ  
開催中！



弊社ではサーマルカメラをセット販売しております！

セット内容：サーマルカメラ本体、モニター、  
モニタリング様中古PC、専用三脚

セット  
金額

**498,000円/一式** (税別)

# ①高精度 タブレット型サーマルカメラ

DS-K1TA70MI-T

タッチパネル操作/パソコン接続不要  
設定・イベント履歴データ抜き取り

## 柔軟な導入

壁面取付対応,  
取付ポール付き床置きスタンド  
および 取付金具付き卓上スタンド



## 視覚化された温度スクリーニング

7-インチ タッチスクリーン  
視覚的な結果を伴う温度スクリーニングと  
音声プロンプト



## マスク検知

マスク着用推奨アラームおよび  
強制マスク着用アラームに対応  
マスク着用時でも温度スクリーニング可能



## サーモグラフィー技術

顔検知後のサーモグラフィーによる額の温度の  
測定



## 非接触の温度スクリーニング

認証距離: 0.3~1.8 m  
認証高さ: 1.4~1.9m



## 高精度の温度スクリーニング

温度測定範囲: 30°C ~ 45°C  
測定最小単位: 0.1°C  
誤差: ±0.5°C

金額

198,000円 (税別)

## ②飛沫防止パーテーション（アクリル・PET）





**格安！**

**短納期**

**ロゴ印字  
可能**

**形状サイズ  
変更OK**

### 豊富な素材とサイズのラインナップ！

| 素材   | アクリル                                                                                | PET                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |
| 参考価格 | △高い<br>(10個～約11,000円/台)                                                             | ○安い<br>(10個～約4,225円/台)                                                              |
| 見た目  | ○高級感があり良い                                                                           | ○普通                                                                                 |
| 耐久度  | ◎長持ちする                                                                              | ○長持ちする                                                                              |
| 透明度  | ◎高く視認しやすい                                                                           | ○視認しやすい                                                                             |
| 落下時  | △割れやすい                                                                              | ○割れにくい                                                                              |
| 重量   | △重くて持ち運びしにくい                                                                        | ○軽く持ち運びしやすい                                                                         |

## ②飛沫防止パーテーション（アクリル・PET）

### アクリルの仕様・価格

| サイズ                      | 10台～49台     | 50台～99台     | 100台～       |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サイズA<br>w900×h600×d150mm | 10,920円（税別） | 10,595円（税別） | 10,400円（税別） |
| サイズB<br>w900×h600×d150mm | 13,650円（税別） | 13,260円（税別） | 13,000円（税別） |

### PETの仕様・価格

| サイズ                      | 10台～49台    | 50台～99台    | 100台～      |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Sサイズ<br>w445×h580×d200mm | 4,225円（税別） | 3,796円（税別） | 3,367円（税別） |
| Mサイズ<br>w600×h580×d200mm | 4,875円（税別） | 4,446円（税別） | 4,030円（税別） |
| Lサイズ<br>w900×h580×d200mm | 5,967円（税別） | 5,382円（税別） | 4,836円（税別） |

※全て10点以上からのご注文になります。

# 除菌液・アルコール・快適空間 関連商材一覧

- ③業務用アルコール製剤
- ④ハンドクリーンジェル＆アルコール除菌洗淨水
- ⑤エタノール76.9－81.4
- ⑥非接触タイプ手指消毒器
- ⑦殺菌・消毒用 手洗い石鹸
- ⑧置き型除菌
- ⑨オシャレな除菌スプレーが登場！
- ⑩微酸性 次亜塩素酸水溶液
- ⑪イオニアミスト・イオニアカード
- ⑫icheck

# ③業務用アルコール製剤



20L

1個13,200円  
(税別・送料別)  
※発注ロット20個～

## 用途

調理器具・機械類・調理設備等の衛生管理  
※樹脂・塗料・ワックスなどでコーティングされた面や、  
樹脂・ゴム・皮革・木・紙製品に使用する場合、  
変質することがあるので、確かめてから使用する。

## 特徴

### 1.優れた効果

ウイルスに対する試験

| ウイルスの種類              | 接触時間 | 対数減少係数 |
|----------------------|------|--------|
| エンベロープのないウイルス<br>種類1 | 30秒  | >4     |
| エンベロープのないウイルス<br>種類2 | 30秒  | >4     |

試験機関: 新潟県立大学 応用生命科学部

細菌に対する試験

| 細菌の種類   | 接触時間 | 対数減少係数 |
|---------|------|--------|
| グラム陰性桿菌 | 30秒  | >5     |
| グラム陽性球菌 | 30秒  | >5     |

試験機関: 社団法人日本油料検定協会



3つをバランスよく配合する事で  
ハイパフォーマンスを実現!

### 2.100%食品添加物原料

成分は100%添加物ですので、調理器具・機会  
等に安心してご使用いただけます。

### 3.低刺激性

手にかかっても荒れにくく、広い範囲の器具・機械  
類に使用可能。

金額

13,200円 / 点 (税別)

# ③業務用アルコール製剤 製品及び注意点

| 概要            | アルコール製剤（非食品添加物）                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途            | 調理器具・機械類・調理設備などの除菌                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 消防法           | 該当しない（非危険物）                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 液性            | 弱アルカリ（約9.5）                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| アルコール濃度       | 45～55重量%（w/w%）                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ウイルス効果        | エンベロープの無いウイルスにも効果あり                                                                                                                                                                                                                                                                |
| その他・<br>注意点など | <ul style="list-style-type: none"> <li>・サニッシュは100%食品添加物原料のアルコール製剤ではありますが、非食品添加物のため食品への直接の噴霧は出来ません。</li> <li>・噴霧後の乾燥した際に、あと残りが出る可能性がございます。見た目などが気になる対象面へご使用いただく場合は、必要に応じまして吹き上げなどをお願い出来ると幸いです。</li> <li>・用途や薬機法（旧薬事法）の関係からは、手指の殺菌消毒用と謳う事は出来ません。しかしながら、除菌目的としてはご使用いただけます。</li> </ul> |

## ④ハンドクリーンジェル&アルコール除菌洗浄水

### うるおいプラス ハンドクリーンジェル (エタノール70%)

※ボトルの容器はイメージです。

ジェル  
タイプ



ノベルティ・贈答用に、  
60mlも生産可能です。

金額

**1,300円** (税別)  
**10箱 (200本から)**

### アルコール除菌洗浄水 (アルコール65~75%程度) ※国産

液体  
タイプ



1.5Lのみ

金額

**5,400円** (税別)  
**10箱 (60本から)**

## ⑤エタノール液 76.9-81.4

### エタノール液 76.9-81.4 vol%

### 特徴

「エタノール76.9-81.4」は、エタノールの含有率を日本薬局方の消毒用エタノールと同率にして消毒能力が最大となるよう調整しており、本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として手指消毒に使用できます。

**エタノール 79**  
製品仕様：スプレーボトル ガンタイプ 480ml  
荷 姿：1 カートン (20 本入り)

**エタノール 79 ミドル**  
製品仕様：霧ボンタイプ 800ml  
荷 姿：1 カートン (10 本入り)

**エタノール 79 ラージ**  
製品仕様：詰替用 PE4Lタイプ

適用法令：消防法危険物第四類アルコール類  
成 分：エタノール76.9-81.4vol%

**取扱上の注意**  
引火性がありますので熱源 / 裸火 / 高温等のそばで使用しないでください。  
ご使用前に安全データシート(SDS)を参照してください。

\* 手指消毒用アルコールと同様に瓶蓋を開けることによって感染力を失わせることができます。  
詳細は、新型コロナウイルスに関するQ&A（厚生労働省ホームページ）をご覧ください。

金額  
(480mlボトル)

**1,920円** (税別)  
10箱単位での購入

金額  
(800mlボトル)

**2,640円** (税別)  
10箱単位での購入

金額  
(4L詰め替え  
ボトル)

**11,520円** (税別)  
10箱単位での購入

## ⑥非接触タイプ手指消毒器

### アルコールボトルスタンド (足踏み式)

ワンタッチで  
高さ調整可能！



ボトルに手を触れず衛生的に  
安価で安く、設置できます。

金額 **18,600円** (税別)

### 除菌アルコールスタンド (足踏みペダル式)

1

手に触れる事なくアルコー  
ルの使用が可能で衛生的

2

置き場所に困らない  
スリムタイプ

サイズ：(幅)250×(奥行)  
300mm×(高さ)1040mm



金額 **28,200円** (税別)

# ⑦殺菌・消毒用 手洗い用せっけん

## ハンドソーププラス 希釈タイプ



## ハンドソーププラスC 希釈タイプ（無香料・無着色）



## ハンドソーププラスF 原液タイプ（無香料）



殺菌・消毒用手洗い石鹸。手を洗いながら同時に殺菌・消毒を行います。  
優れた洗浄力とさわやかな香りがあります。  
7～8倍に希釈して使用でき、大変経済的です。  
「医薬部外品」、トリカサリ-

殺菌・消毒用手洗い石鹸。  
手を洗いながら同時に殺菌・消毒を行います。  
「無香料」「無着色」なので、残香が少なく、特に食品関係の用途に最適です。  
7～8倍に希釈して使用でき、大変経済的です。  
「医薬部外品」（無香料・無着色）、トリカサリ-

「原液」「泡」タイプの薬用石鹸。  
手指と同じ「弱酸性」で、「保湿剤配合」なので、手に優しいハンドソープです。  
また、「無香料」なので、手指への匂い移りはありません。トリカサリ-

金額

9,000円  
(税別)

金額

9,000円  
(税別)

金額

6,960円  
(税別)

## ⑧置き型除菌 除菌・消臭・抗菌・防カビ

### FX除菌 置き型



※写真はイメージです。

### 特徴

ゲル剤の入った容器を室内の届く半径の場所に設置する事で、亜塩素酸塩を主成分とし浮遊するウイルス・菌を分解します。抗菌・除菌・消臭・防カビ・花粉対策に効果的です。

有毒ガスなどの発生が全く無い、消臭で安心・安全に使用する事ができます。

NEW

微臭

3ヶ月

金額

**1,800円** (税別)  
10箱(120個)単位での購入

# ⑨オシャレな除菌スプレーが新登場！



## 機能性オーガニックコスメティックブランド Sinn Purete（シンピュルテ）除菌スプレー

### スタイリッシュに徹底除菌!!

700菌株以上に対応する驚異の除菌性能。  
ブランド初ホームケア製品誕生！



細菌、真菌（カビ）、  
藻類合計700菌株以上の除菌に対応。



ノンアルコール、無添加、無香料。

薬剤特許にも認定された安心の除菌・抗菌剤です。

※（財）日本食品分析センター急性経口毒性試験済み



薬剤の安定性と効果が持続します。

※JISより厳しい検査方法で、5年以上カビが発生しないことが確認されています。

※抗菌砂でも2年以上の検査で検証済み

金額

**1,440円（税別）**

# ⑩微酸性次亜塩素酸水溶液

## ジアFX-997



現在、アルコール不足中、社会問題となっていますが、エビデンスがない、濃度がすぐに失活する、適切な製法で作られていない、基準に満たないと言った、質の悪い次亜塩素酸水が市場に出回っています。次亜塩素酸水はきちんとした製造元、適切なph値、濃度（ppm）な物をお選びください。



### ジア除菌FX-997が選ばれる3つの理由

- ①**長期保存が可能（濃度を維持）**  
→独自の製造特許技術とエビデンスがあります。
- ②**豊富な実績とエビデンスがある（安心）**  
→大手納入実績と安全面・効果性を証明するエビデンスがあります。
- ③**安定供給が可能（短納期）**  
→容器の自社海外調達＆国内製造ラインの確保

# ⑩微酸性次亜塩素酸水溶液

500mlスプレー  
(1箱につき24本)



4Lケース (1箱につき4本)  
高濃度-5倍希釈タイプ



20L (1箱につき1個)  
高濃度-5倍希釈タイプ



長期保存が可能！

強力除菌

高い安全性

特許技術採用

金額

**1,800円** (税別)  
40箱 (960本) から

金額

**4,800円** (税別)  
50箱 (200本) から

金額

**16,800円** (税別)  
10箱 (10本) から

# ⑪イオニアミスト・イオニアカード

## イオニアミスト（本体・詰め替え）



“吹き付ける空気清浄機”

## イオニアミスト

イオニアミストを“シュッ”と吹き付けるだけで、その表面に長時間持続するするバリアを作ります。

金額

**3,500円**（税別）

## イオニアカード PLUS



“イオンの弱点を克服”

## イオニアカードPLUS

カードを身につけるだけで、空気のトラブルからイオンを発生させてあなたを守ります。

金額

**3,600円**（税別）

# ⑪ イオニアミスト・イオニアカード

## ■ イオニアミストの特徴

**01** EFFICACY バリア効果

イオニアミストを“シュッと”吹きつけるだけで、その表面に長時間持続するバリアをつくります。このバリアは【ウイルス・菌や花粉、ニオイの粒子】などを酸化することで無害化します。



**02** EFFICACY 持続効果

顔や手、マスクや服、普段よく触るスマホや髪の毛などにスプレーしてください。手を洗ったとしても、その【効果は1日中持続】します。



**03** EFFICACY 予防効果

スプレーすると、その表面が空気清浄器になる。空気中のトラブルからあなたを守る、手軽で新しいプロダクトです。ウイルスが不安な時期や、花粉のツライシーズンなど、顔にシュッとしておけば、快適に過ごすことができます。



**04** EFFICACY 消臭効果

衣類やソファ、カーペットなどに吹き付けておけば、タバコやペット臭・汗臭などの嫌なニオイが付きづらくなります。



## ■ イオニアカードPLUSの特徴

### What is 『イオニアカード』


「常時イオンを発生させる」それは『イオニアカード』独自の技術です。（特許出願中）

イオニアはカード周囲の空気中の水分と反応する事で、持続的にイオンを発生させる技術です。  
イオニアは、イオン発生元である「空気（水分）」が周囲に無限にあるため、この弱点をカバーできます。  
カードを身につけているだけで“常時”イオンがあなたを包み込み、空気のとら部からあなたを守ります。


### イオニアのメカニズム



『イオニアカード』と  
空気中の水分が反応。



水分と反応し、  
持続的にイオンが発生。



空気のトラブルから  
あなたを守ります。

# ⑫iCheck 抗体検査

## iCheck 抗体検査

iCheckが提供する「安心＝安全＋サービス」



iCheckは、**抗原・抗体検査**キットです。

こんな時に検査をして「**不安**」を「**安心**」に。

### 医療機関に相談可能



新型コロナウイルスに関する相談や抗原検査・抗体検査キットの結果、陽性反応が出た場合の対応方法など、医療機関に相談（電話・メール）が可能です。

### 最短約15分でスピード検出



抗原・抗体があるかどうかを簡単に判定できる研究用試薬の検査キットです。抗原検査は現在の感染有無、抗体検査は過去の感染有無と抗体有無を判定可能です。

金額

**8,250円**（税別）

**今だからこそ必要な製品を、  
必要とするお客様へお届けします。  
お気軽にお問い合わせください。**